



CARBOXIPOLIMETILENO
Carbopol, Carbómero 940

HDS: 26205

1. DATOS DE LA EMPRESA

Av. Atemajac No. 1360 Col. Colinas de Atemajac C.P. 45170 Zapopan, Jal. Tel. (33) 36-72-72-53 (33) 36-60-67-58

Cuenca No. 63 Col. Alamos C.P. 03400 México, D.F. Tel. (55) 55-90-72-64 (55) 55-90-73-40

2. COMPOSICION DE INGREDIENTES PELIGROSOS

NOMBRE	% EN PESO	No. CAS
CARBOPOL 940	100	9003-01-4

3. IDENTIFICACION DE RIESGO

EFFECTOS A LA SALUD

PIEL	Irritante
OJOS	Irritante
INGESTION	Extremadamente peligroso
INHALACION	Muy peligroso

EFFECTOS A LA SALUD CRONICOS

CANCERIGENOS:	No determinado.
MUTAGENICOS:	No determinado.
TERATOGENICOS:	No determinado.

4. PRIMEROS AUXILIOS

OJOS	Lave con agua durante 15 minutos.
PIEL	Lave con agua y jabón la parte afectada.
INHALACION	Coloque a la víctima en una área ventilada.
INGESTION	Induzca el vómito

SOLICITE ATENCION MEDICA DE INMEDIATO

5. RIESGO DE FUEGO Y EXPLOSION

FLAMABILIDAD	Combustible
AUTO-IGNICIÓN	520°C
PUNTO FLASH	N.A.
LIMITES DE FLAMABILIDAD:	N.A.
PRODUCTOS DE COMBUSTION:	N.A.
MEDIO DE EXTINCION:	N.A.

6. MANEJO DE DERRAMES

MENOR: Use herramientas adecuadas para detener el derrame y recoja en contenedores adecuados.

MAYOR: Use herramientas adecuadas para detener el derrame y recoja en contenedores adecuados.

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO.

MANEJO: No respire el polvo. Use equipo de protección.
NO SE INGIERA. Manténgase alejado de fuentes de ignición, chispas o flama.

ALMACENAMIENTO: Almacene en lugares frescos y secos.

8. CONTROL DE EXPOSICION

LIMITES DE EXPOSICIÓN

N.D.

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS.

ESTADO FISICO Sólido.

OLOR: N.D.

PH (1% EN AGUA): N.D.

PUNTO DE EBULLCIÓN: N.D.

PUNTO DE FUSION: N.D.

GRAVEDAD ESPECIFICA: N.D.

PRESION VAPOR: N.D.

DENSIDAD DE VAPOR: N.D.

SOLUBILIDAD: Soluble en agua.

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

ESTABILIDAD: Estable

TEMPERATURA DE INESTABILIDAD: N.D.

CONDICIONES: N.D.

INCOMPATIBILIDAD: N.D.

11. INFORMACION ECOLOGICA

ECOTOXICIDAD: N.D.

PRODUCTOS DE BIODEGRADACION:

Los productos de degradación son más tóxicos.

12. N.F.P.A.



13. EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

Bata
Guantes
Goggles
Mascarilla

14. OBSERVACIONES

A) En caso de derrame no tire el material a la alcantarilla, aguas superficiales o suelos.

B) Consulte con las autoridades de su localidad el manejo y disposición de desperdicios.

C) La información aquí presentada es la mas general para afrontar una emergencia, por lo que no se garantiza su exactitud y NO se acepta ninguna responsabilidad por pérdida o daño - ocurridos debido a esta información.