



# HOJA DE SEGURIDAD


|                        |                           |         |              |        |
|------------------------|---------------------------|---------|--------------|--------|
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN | FECHA DE PROXIMA REVISIÓN | VERSIÓN | SUSTITUYE A: | PÁGINA |
| ENERO/2022             | ENERO/2025                | 2.1     | VERSIÓN 02   | 1 de 6 |

## SECCION I. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑÍA.

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| <b>CLORURO DE AMONIO</b> | <b>H-26260</b> |
|--------------------------|----------------|

|                               |   |  |
|-------------------------------|---|--|
| <b>DATOS GENERALES</b>        | FÓRMULA QUÍMICA   | NH4Cl  |
|                               | PESO MOLECULAR  | 53.49  |
|                               | No. CAS   | 12125-02-9   |
|                               | SINÓNIMOS   | Muriato de amonio; salmiac   |
| <b>USO RECOMENDABLE</b>       | Reactivo en laboratorio analítico y elaboración de soluciones para análisis   |  |
| <b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>    | <b>MATERIALES Y ABASTOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.</b>  |  |
|                               | Av. Atemajac No. 1360<br>Col. Colinas de Atemajac C.P. 45170<br>Zapopan, Jalisco<br>Tel. (33) 3672 7253<br>(33) 3660 6758 | Cuenca No. 63<br>Col. Álamos C.P. 03400<br>México, D.F.<br>Tel. (55) 5590 7254<br>(55) 5590 7340 |
| <b>TELEFONO DE EMERGENCIA</b> | <b>SETIQ 01-800-00-214-00</b>   |  |

## SECCIÓN II. IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>CLASIFICACIÓN DE PELIGRO</b>   | Toxicidad aguda, Oral (Categoría 4)<br>Irritación ocular (Categoría 2A)<br>Toxicidad acuática aguda (Categoría 2)<br>Toxicidad acuática crónica (Categoría 2)  |
| <b>SIMBOLOS DE PELIGRO</b>        |   |
| <b>PALABRA DE ADVERTENCIA</b>     | ATENCIÓN   |
| <b>INDICACIONES DE PELIGRO</b>    | H302 Nocivo en caso de ingestión.<br>H319 Provoca irritación ocular grave.<br>H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.  |
| <b>INDICACIONES DE PRECAUCIÓN</b> | P264 Lavarse la piel cuidadosamente después de la manipulación.<br>P270 No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto.<br>P273 No dispersar en el medio ambiente.<br>P280 Usar guantes / ropa de protección / equipo de protección para la cara / los ojos.<br>P301 + P312 En caso de ingestión, llamar a un centro de toxicología o médico si la persona se encuentra mal.<br>P330 Enjuagarse la boca.<br>P305 + P351 + P338 En caso de contacto con los ojos: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.<br>P337+P313 Si la irritación ocular persiste. Consultar a un médico.<br>P391 Recoger los vertidos. |



# HOJA DE SEGURIDAD

|                        |                           |         |              |        |
|------------------------|---------------------------|---------|--------------|--------|
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN | FECHA DE PROXIMA REVISIÓN | VERSIÓN | SUSTITUYE A: | PÁGINA |
| ENERO/2022             | ENERO/2025                | 2.1     | VERSIÓN 02   | 2 de 6 |

|  |
|--|
| P501 Eliminar el contenido / recipiente mediante una empresa aprobada. |
|--|

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>SECCIÓN III.</b> | <b>COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES</b> |
|---------------------|---|

| COMPONENTE        | No. CAS    | No. EC    | No. ONU | CONCENTRACIÓN |
|-------------------|------------|-----------|---------|---------------|
| CLORURO DE AMONIO | 12125-02-9 | 235-186-4 | UN3077  | ≤100%         |

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| <b>SECCIÓN IV.</b> | <b>PRIMEROS AUXILIOS</b> |
|--------------------|--------------------------|

|  |  |
|--|--|
| <b>CONTACTO CON OJOS:</b>  | Lave inmediatamente con agua abundante durante 15 minutos por lo menos. De ser posible retire los lentes de contacto. Solicite atención médica de inmediato.   |
| <b>CONTACTO CON PIEL:</b>  | Lave con agua abundante y jabón suave y solicite atención médica. En caso que el material esté sobre la ropa, use equipo de protección para retirarla. Lave la ropa antes de volver a usarla.                                      |
| <b>INGESTIÓN:</b>  | INDUZCA EL VÓMITO si la persona está consciente y de acuerdo a instrucciones del personal médico., puede enjuagar la boca. NO de dar a beber nada si la persona esta inconsciente. Solicite atención médica de inmediato.          |
| <b>INHALACIÓN:</b>   | Coloque a la víctima en un área ventilada. Si respira con dificultad, remueva objetos como corbatas, collares, cinturones, etc. Solicite atención médica de inmediato. Si ha dejado de respirar, aplique respiración artificial.   |
| <b>SÍNTOMAS Y EFECTOS MÁS IMPORTANTES, AGUDOS O CRÓNICOS:</b>    | Irritación del tracto respiratorio, tos, dificultad respiratoria. Irritación de tracto gastrointestinal, náusea, diarrea y vómito. Irritación cutánea, enrojecimiento, comezón y dolor. Irritación ocular, ardor y enrojecimiento. |
| <b>INDICACIONES DE ATENCIÓN MÉDICA Y/O TRATAMIENTO ESPECIAL.</b> | Datos no disponibles.  |

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>SECCIÓN V.</b> | <b>MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS</b> |
|-------------------|--|

|   |   |
|---|---|
| <b>MEDIOS DE EXTINCIÓN</b>                          | Usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, polvo seco y dióxido de carbono para combatir fuego alrededor.   |
| <b>PELIGROS ESPECÍFICOS EN COMBATE DE INCENDIOS</b> | Producto no inflamable. Cuando se involucra en un incendio hay formación de gases de combustión o vapores peligrosos. El fuego puede provocar emanaciones de: amoniaco y cloruro de hidrógeno inflamables.  |
| <b>MEDIDAS PARA COMBATE DE INCENDIOS</b>            | Use equipo de aire autónomo y de presión positiva. Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo. Combata el incendio desde una distancia máxima. Enfrie los contenedores hasta mucho tiempo después de apagado el incendio. |



# HOJA DE SEGURIDAD

|                        |                           |         |              |        |
|------------------------|---------------------------|---------|--------------|--------|
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN | FECHA DE PROXIMA REVISIÓN | VERSIÓN | SUSTITUYE A: | PÁGINA |
| ENERO/2022             | ENERO/2025                | 2.1     | VERSIÓN 02   | 3 de 6 |

## SECCIÓN VI.

### MEDIDAS EN CASO DE FUGA O DERRAME

|   |  |
|---|--|
| <b>PRECAUCIONES PERSONALES Y EQUIPO DE PROTECCIÓN</b> | Use equipo de protección personal. Ventile el área donde ocurrió el derrame. Evite la entrada a personal no autorizado o sin protección.   |
| <b>PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA</b>                    | Elimine cualquier fuente de ignición. Evite el contacto con el producto. Prevenga la entrada a alcantarillas. Recoger en seco y colóquelo en contenedores. Evitar la formación de polvo. |
| <b>PRECAUCIÓN RELATIVAS AL MEDIO AMBIENTE</b>         | Prevenga la entrada a alcantarillas, aguas superficiales y/o subterráneas.   |
| <b>MÉTODO DE AISLAMIENTO Y LIMPIEZA</b>               | Recoja el material sin generar polvo y transfíralo a contenedores. Una vez recogido todo el material, limpie el área. Consigne los residuos conforme a la legislación de su localidad    |

## SECCIÓN VII.

### MEDIDAS DE MANEJO Y ALMACENAMIENTO

|   |   |
|---|---|
| <b>PRECAUCIONES PARA SU MANEJO</b>                  | Use siempre equipo de protección. Use en áreas bien ventiladas. Evite el contacto con la piel y ojos. Lávese después de su manejo. Remueva la ropa contaminada. Mantenga el recipiente cerrado. No inhale el polvo. |
| <b>CONDICIONES ADECUADAS PARA SU ALMACENAMIENTO</b> | Almacene en lugares frescos, secos, bien ventilados, alejados de materiales incompatibles. Protéjase de daño físico. Los envases vacíos contienen residuos de material, no los destine para otro uso.               |

## SECCIÓN VIII.

### CONTROLES DE EXPOSICIÓN/ PROTECCIÓN PERSONAL

|                                |   |   |
|--------------------------------|---|---|
| <b>CONTROLES DE EXPOSICIÓN</b> | PRODUCTO  | CLORURO DE AMONIO A.C.S.  |
|                                | CONCENTRACIÓN   | ≤100%   |
|                                | No. CAS   | 12125-02-9  |
|                                | LÍMITES DE EXPOSICIÓN   | VLE (PPT): 10 mg/m <sup>3</sup><br>VLE (CT o P):20 mg/m <sup>3</sup> (STEL) |
| <b>EQUIPO DE PROTECCIÓN</b>    | Mascarilla para partículas. Guantes de Caucho de nitrilo. Lentes o goggles. Ropa de protección. |   |

## SECCIÓN IX.

### PROPIEDADES FISICO-QUÍMICAS

|                |          |                    |                 |
|----------------|----------|--------------------|-----------------|
| Estado físico: | Sólido   | Densidad de vapor: | 1.9             |
| Color:         | Incoloro | Solubilidad:       | Soluble en agua |

HDS-26260





# HOJA DE SEGURIDAD

|                        |                           |         |              |        |
|------------------------|---------------------------|---------|--------------|--------|
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN | FECHA DE PROXIMA REVISIÓN | VERSIÓN | SUSTITUYE A: | PÁGINA |
| ENERO/2022             | ENERO/2025                | 2.1     | VERSIÓN 02   | 4 de 6 |

|                              |                     |                                       |                    |
|------------------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------|
| Olor:                        | Dato no disponible  | Presión de vapor:                     | 1.0 mmHg a 160.4°C |
| pH: 1%                       | 4.5 - 5.5 a 20.0 °C | Porcentaje de volatilidad:            | No determinado     |
| Densidad:                    | 1.53                | Límites de flamabilidad o explosión   | No determinado     |
| Temperatura de fusión:       | 340.0 °C            | Coeficiente de reparto n-octanol/agua | Dato no disponible |
| Temperatura de ebullición:   | 520°C               | Temperatura de ignición espontánea    | No determinado     |
| Temperatura de inflamación:  | Dato no disponible  | Temperatura de descomposición         | No determinado     |
| Temperatura de autoignición: | Dato no disponible  | Viscosidad:                           | No determinado     |

## SECCIÓN X.

## ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

|   |   |
|---|---|
| <b>ESTABILIDAD</b>                            | Estable en condiciones normales   |
| <b>TEMPERATURA DE INESTABILIDAD</b>           | No determinado.   |
| <b>INCOMPATIBILIDAD</b>                       | Ácidos concentrados, bases fuertes, sales de plata, clorato de potasio, nitrato de amonio. Reacciona violentamente con cloruro de potasio o trifluoruro de bromo, pentafluoruro de bromo. |
| <b>PRODUCTOS PELIGROSOS DE DESCOMPOSICIÓN</b> | Puede producir gases altamente tóxicos por descomposición térmica o combustión.   |
| <b>POLIMERIZACIÓN EXPONTÁNEA</b>              | No ocurre.  |
| <b>CONDICIONES A EVITAR</b>                   | Materiales incompatibles. Calor excesivo. Humedad.  |

## SECCIÓN XI.

## INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>RUTAS DE ENTRADA</b>             | Oral.  |
| <b>EFFECTOS TOXICOLÓGICOS</b>       | DL50 Oral - Rata - 1,650 mg/kg                             |
| <b>TERATOGENICIDAD</b>              | Dato no disponible   |
| <b>MUTAGENICIDAD</b>                | Dato no disponible   |
| <b>CARCINOGENICIDAD</b>             | No listado como cancerígeno por: ACGOH, IARC, NIOSH u OSHA |
| <b>EFFECTOS CRÓNICOS EN HUMANOS</b> | No determinado.  |

## SECCIÓN XII.

## INFORMACIÓN ECOLÓGICA

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>ECOTOXICIDAD</b> | CL50 - (Carpa) - 209.00 mg/l - 96 h<br>CL50 - (Trucha irisada) - 3.98 mg/l - 96 h<br>CL50 - (Pulga de mar grande) - 161 mg/l - 48 h |
|---------------------|---|



# HOJA DE SEGURIDAD

|                        |                           |         |              |        |
|------------------------|---------------------------|---------|--------------|--------|
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN | FECHA DE PROXIMA REVISIÓN | VERSIÓN | SUSTITUYE A: | PÁGINA |
| ENERO/2022             | ENERO/2025                | 2.1     | VERSIÓN 02   | 5 de 6 |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>PERSISTENCIA Y DEGRADABILIDAD</b> | Dato no disponible   |
| <b>POTENCIAL DE ACUMULACIÓN</b>      | Dato no disponible   |
| <b>MOVILIDAD EN EL SUELO</b>         | Dato no disponible   |
| <b>OTROS EFECTOS ADVERSOS</b>        | Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. |

## SECCIÓN XIII.

## ELIMINACIÓN DE PRODUCTOS

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>ELIMINACIÓN DE PRODUCTOS</b> | Deberá consultar con las autoridades locales y solicitar la recolección de un servicio autorizado y registrado. |
| <b>ELIMINACIÓN DE ENVASES</b>   | Deberá darse el mismo trato que para el producto. No deberán usarse destinarse para otro uso.                   |

## SECCIÓN XIV.

## INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

|                      |   |                        |
|----------------------|---|------------------------|
| No. ONU: 3077        | CLASE: 9  | GRUPO DE EMBALAJE: III |
| DESIGNACIÓN OFICIAL: | SUBSTANCIA SOLIDA POTENCIALMENTE PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. |                        |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>PELIGRO PARA EL MEDIO AMBIENTE</b> | Consulte la sección 12.  |
| <b>PRECAUCIONES ESPECIALES</b>        | Evite el daño físico del envase. Mantenga verticalmente el contenedor. En caso de derrame no toque el material sin equipo de protección. No agregue agua. Consulte la sección 6. |

## SECCIÓN XV.

## INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

### DISPOSICIONES DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE.

Este producto por su naturaleza química deberá considerarse como **RESIDUO PELIGROSO** por lo que para su desecho deberá ser a través de una empresa autorizada.

Esta sustancia no está sujeta a regulación en Protocolo de Montreal, Convenio de Estocolmo o Convenio de Rotterdam

## SECCIÓN XVI.

## OTRAS INFORMACIONES

|              |  |
|--------------|--|
| ABREVIATURAS | <b>No. ONU:</b> No. Asignado por la Organización de Naciones Unidas.<br><b>CAS:</b> No. Asignado por Chemical Abstracts Service.<br><b>No. EC:</b> No. Asignado por European Community<br><b>TLV:</b> Valor límite de umbral<br><b>ACIGIH:</b> American Conference of Governmental Industrial Hygienists<br><b>OSHA:</b> Administración de seguridad y salud ocupacional (siglas en inglés)<br><b>PEL:</b> Límite de exposición permisible |
|--------------|--|



# HOJA DE SEGURIDAD

| FECHA DE ACTUALIZACIÓN | FECHA DE PROXIMA REVISIÓN | VERSIÓN | SUSTITUYE A: | PÁGINA |
|------------------------|---------------------------|---------|--------------|--------|
| ENERO/2022             | ENERO/2025                | 2.1     | VERSIÓN 02   | 6 de 6 |

|             |   |
|-------------|---|
|             | <p><b>TWA:</b> Límite máximo permisible de exposición ponderada en el tiempo (LMPE-PPT)<br/><b>SCT:</b> Secretaría de Comunicaciones y Transportes.<br/><b>STPS:</b> Secretaría de Trabajo y Previsión Social<br/><b>LMPE-CT:</b> Límite máximo permisible de exposición de corto tiempo. (STEL).<br/><b>LMPE-P:</b> Límite máximo permisible de exposición pico.<br/><b>IPVS:</b> Inmediatamente peligroso para la vida y la salud (LDHL).<br/><b>DL50:</b> Dosis letal media.<br/><b>CL50:</b> Concentración letal media<br/><b>PPM:</b> partes por millón.<br/><b>BCF:</b> Factor de bioconcentración estimado</p> |
| REFERENCIA: | <p><b>INDEX MERCK ; Eleven Edition</b><br/><b>MANUAL DEL INGENIERO QUÍMICO; Cuarta Edición John H. Perry</b><br/><b>NOM-018-STPS-2015</b><br/><b>NOM-002-SCT-2011</b><br/><b>NOM-010-STPS-2014</b><br/><b>GUIA NORTEAMERICANA DE RESPUESTA EN CASO DE EMERGENCIA.</b></p>   |

**NOTA IMPORTANTE:** La información aquí presentada es la más general y deberá utilizarse únicamente como orientación. La información contenida está referida a documentación técnica y normativa aplicable a las precauciones de seguridad de este producto, lo cual no representa ninguna garantía del comportamiento del mismo por lo que no se acepta ninguna responsabilidad por pérdida o daño ocurrido debido a esta información.

**Fecha de elaboración: Junio/2017**