



# HOJA DE SEGURIDAD

|                        |                           |         |              |        |
|------------------------|---------------------------|---------|--------------|--------|
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN | FECHA DE PROXIMA REVISIÓN | VERSIÓN | SUSTITUYE A: | PÁGINA |
| ENERO/2022             | ENERO/2025                | 2.1     | VERSIÓN 02   | 1 de 6 |

|                   |                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------|
| <b>SECCION I.</b> | <b>IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑÍA.</b> |
|-------------------|---------------------------------------------------|

|                |                |
|----------------|----------------|
| <b>HEPTANO</b> | <b>H-44180</b> |
|----------------|----------------|

|                               |                                                                                                                           |                                                                                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DATOS GENERALES</b>        | FÓRMULA QUÍMICA                                                                                                           | CH <sub>3</sub> (CH <sub>2</sub> ) <sub>5</sub> CH <sub>3</sub>                                       |
|                               | PESO MOLECULAR                                                                                                            | 100.20                                                                                                |
|                               | No. CAS                                                                                                                   | 142-82-5                                                                                              |
|                               | SINÓNIMO                                                                                                                  | n-Heptano                                                                                             |
| <b>USO RECOMENDABLE</b>       | Reactivo en procesos industriales y elaboración de soluciones.                                                            |                                                                                                       |
| <b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>    | <b>MATERIALES Y ABASTOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.</b>                                                                  |                                                                                                       |
|                               | Av. Atemajac No. 1360<br>Col. Colinas de Atemajac C.P. 45170<br>Zapopan, Jalisco<br>Tel. (33) 3672 7253<br>(33) 3660 6758 | Cuenca No. 63<br>Col. Álamos C.P. 03400<br>Ciudad de México.<br>Tel. (55) 5590 7254<br>(55) 5590 7340 |
| <b>TELEFONO DE EMERGENCIA</b> | <b>SETIQ 01-800-00-214-00</b>                                                                                             |                                                                                                       |

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| <b>SECCIÓN II.</b> | <b>IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO</b> |
|--------------------|----------------------------------|

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CLASIFICACIÓN DE PELIGRO</b>   | Líquidos inflamables (Categoría 2)<br>Irritación cutánea (Categoría 2)<br>Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única (Categoría 3)<br>Peligro de aspiración (Categoría 1)<br>Toxicidad acuática aguda (Categoría 1)<br>Toxicidad acuática crónica (Categoría 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>SIMBOLOS DE PELIGRO</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PALABRA DE ADVERTENCIA</b>     | PELIGRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICACIONES DE PELIGRO</b>    | H225 Líquido y vapores muy inflamables.<br>H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias<br>H315 Provoca irritación cutánea<br>H336 Puede provocar somnolencia o vértigo<br>H410 Muy tóxico para la vida acuática con efectos a largo plazo                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICACIONES DE PRECAUCIÓN</b> | P210 Mantener alejado del calor, chispas, llamas al descubierto, superficies calientes y otras fuentes de ignición. No fumar.<br>P233 Mantener el recipiente herméticamente cerrado<br>P240 Toma de tierra y enlace equipotencial del recipiente y del equipo receptor<br>P241 Utilizar material [eléctrico / de ventilación / iluminación/antideflagrante<br>P242 No utilizar herramientas que produzcan chispas<br>P243 Tomar medidas de precaución contra las descargas electrostáticas<br>P260 No respirar polvos / humos / gases / nieblas / vapores / aerosoles |



# HOJA DE SEGURIDAD

|                        |                           |         |              |        |
|------------------------|---------------------------|---------|--------------|--------|
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN | FECHA DE PROXIMA REVISIÓN | VERSIÓN | SUSTITUYE A: | PÁGINA |
| ENERO/2022             | ENERO/2025                | 2.1     | VERSIÓN 02   | 2 de 6 |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>P264 Lavarse la piel cuidadosamente después de la manipulación</p> <p>P270 No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto</p> <p>P271 Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien ventilado</p> <p>P273 No dispersar en el medio ambiente</p> <p>P280 Usar guantes / ropa de protección / equipo de protección para la cara / los ojos</p> <p>P301 + P310 En caso de ingestión, llamar inmediatamente a un centro de toxicología o médico</p> <p>P303 + P361 + P353 En caso de contacto con la piel o pelo, quitar de inmediato toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse.</p> <p>P304+P340+P310 En caso de inhalación, transportar la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Llamar inmediatamente a un centro de toxicología o médico</p> <p>P305 + P351 + P338 En caso de contacto con los ojos: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado</p> <p>P337+P313 Si la irritación ocular persiste. Consultar a un médico</p> <p>P363 Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar</p> <p>P370 + P378 En caso de incendio, utilizar espuma resistente al alcohol, polvo seco y dióxido de carbono para la extinción</p> <p>P403 + P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.</p> <p>P501 Eliminar el contenido / recipiente mediante una empresa aprobada.</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## SECCIÓN III. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES

| COMPONENTE | No. CAS  | No. EC    | No. ONU | CONCENTRACIÓN |
|------------|----------|-----------|---------|---------------|
| HEPTANO    | 142-82-5 | 205-563-8 | UN1206  | ≤ 100%        |

## SECCIÓN IV. PRIMEROS AUXILIOS

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTACTO CON OJOS:</b>                                        | Lave inmediatamente con agua abundante durante 15 minutos por lo menos. De ser posible retire los lentes de contacto. Solicite atención médica de inmediato.                                                                                                                                        |
| <b>CONTACTO CON PIEL:</b>                                        | Lave con agua abundante y jabón suave y solicite atención médica. En caso que el material esté sobre la ropa, use equipo de protección para retirarla. Lave la ropa antes de volver a usarla.                                                                                                       |
| <b>INGESTIÓN:</b>                                                | NO INDUZCA EL VÓMITO. Si está consciente, puede enjuagar la boca. NO de dar a beber nada si la persona esta inconsciente. Solicite atención médica de inmediato.                                                                                                                                    |
| <b>INHALACIÓN:</b>                                               | Coloque a la víctima en un área ventilada. Si respira con dificultad, remueva objetos como corbatas, collares, cinturones, etc. Solicite atención médica de inmediato. Si ha dejado de respirar, aplique respiración artificial.                                                                    |
| <b>SÍNTOMAS Y EFECTOS MÁS IMPORTANTES, AGUDOS O CRÓNICOS:</b>    | Por inhalación causa irritación del tracto respiratorio con mareos, náuseas e incoordinación muscular. En caso de ingestión dolor abdominal, náuseas y síntomas similares a la inhalación. En caso de contacto con piel y ojos enrojecimiento e irritación. Depresión del sistema nervioso central. |
| <b>INDICACIONES DE ATENCIÓN MÉDICA Y/O TRATAMIENTO ESPECIAL.</b> | Datos no disponibles.                                                                                                                                                                                                                                                                               |



# HOJA DE SEGURIDAD

|                        |                           |         |              |        |
|------------------------|---------------------------|---------|--------------|--------|
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN | FECHA DE PROXIMA REVISIÓN | VERSIÓN | SUSTITUYE A: | PÁGINA |
| ENERO/2022             | ENERO/2025                | 2.1     | VERSIÓN 02   | 3 de 6 |

## SECCIÓN V.

## MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MEDIOS DE EXTINCIÓN</b>                          | Usar espuma resistente al alcohol, polvo seco y dióxido de carbono. Por tener un punto de encendido bajo el uso de rocío de agua puede resultar ineficaz. Use lo solo para enfriar los contenedores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PELIGROS ESPECÍFICOS EN COMBATE DE INCENDIOS</b> | Es altamente inflamable, se puede incendiar fácilmente por calor, chispas o flamas. Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire. Los vapores pueden viajar a una fuente de encendido y regresar en forma de flama. La mayoría de los vapores son más pesados que el aire y se dispersan en su mayoría a nivel del suelo y/o áreas bajas como alcantarillas o sótanos con peligro de explosión. Los contenedores pueden explotar cuando se calientan. Los vapores que se generan son muy tóxicos, pueden causar mareos o sofocación. |
| <b>MEDIDAS PARA COMBATE DE INCENDIOS</b>            | Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo. Combata el incendio desde una distancia máxima. No introducir agua a los contenedores. Enfríe los contenedores hasta mucho tiempo después de apagado el incendio. Retírese de inmediato en caso de escuchar un sonido creciente de las válvulas de los contenedores.                                                                                                                                                                                               |

## SECCIÓN VI.

## MEDIDAS EN CASO DE FUGA O DERRAME

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRECAUCIONES PERSONALES Y EQUIPO DE PROTECCIÓN</b> | Use equipo de protección para derrames o fugas sin fuego. Aísle y ventile el área donde ocurrió el derrame. Evite la entrada a personal no autorizado o sin protección.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA</b>                    | Use traje protector total contra vapores, en caso de fugas sin fuego. Elimine toda fuente de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o flamas en el lugar del derrame). Todo el material utilizado en el manejo del producto deberá está conectado a tierra. No toque o camine sobre el producto derramando. Detenga la fuga en caso de hacerlo sin riesgo. Use rocío de agua para reducir los vapores. Construya un dique para evitar la entrada al alcantarillado o áreas confinadas. Absorber con arena SECA u otro material inerte no combustible SECO y almacene en contenedores. |
| <b>PRECAUCIÓN RELATIVAS AL MEDIO AMBIENTE</b>         | Prevenga la entrada a alcantarillas, aguas superficiales y/o subterráneas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>MÉTODO DE AISLAMIENTO Y LIMPIEZA</b>               | Recoja el material con material seco e inerte (arena) y transfíralo a contenedores. No agregue agua a los contenedores vacíos. Una vez recogido todo el material, consigne los residuos conforme a la legislación de su localidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## SECCIÓN VII.

## MEDIDAS DE MANEJO Y ALMACENAMIENTO

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRECAUCIONES PARA SU MANEJO</b>                  | Use siempre equipo de protección. Use en áreas bien ventiladas. Evite el contacto con la piel y ojos e inhalar los vapores. Manipule alejado de fuentes de ignición.                                                                                                        |
| <b>CONDICIONES ADECUADAS PARA SU ALMACENAMIENTO</b> | Almacene en lugares frescos, secos, bien ventilados, alejados de fuentes de ignición Evite la luz solar directa, calor y materiales incompatibles. Protéjase de daño físico. Los envases vacíos contienen residuos de material, no los perforo o los destine para otro uso. |



# HOJA DE SEGURIDAD

|                        |                           |         |              |        |
|------------------------|---------------------------|---------|--------------|--------|
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN | FECHA DE PROXIMA REVISIÓN | VERSIÓN | SUSTITUYE A: | PÁGINA |
| ENERO/2022             | ENERO/2025                | 2.1     | VERSIÓN 02   | 4 de 6 |

## SECCIÓN VIII.

### CONTROLES DE EXPOSICIÓN/ PROTECCIÓN PERSONAL

|                         |                        |                                           |
|-------------------------|------------------------|-------------------------------------------|
| CONTROLES DE EXPOSICIÓN | PRODUCTO               | HEPTANO                                   |
|                         | CONCENTRACIÓN          | ≤100%                                     |
|                         | No. CAS                | 142-82-5                                  |
|                         | LÍMITES DE EXPOSICIÓN: | VEL (PPT) 400 ppm<br>VLE (CT o P) 500 ppm |

|                      |                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| EQUIPO DE PROTECCIÓN | Guantes de Caucho de nitrilo. Mascarilla de protección completa. Ropa de protección |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

## SECCIÓN IX.

### PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

|                              |                     |                                       |                                |
|------------------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| Estado físico:               | Líquido             | Densidad de vapor:                    | 3.5                            |
| Color:                       | Incoloro            | Solubilidad:                          | Insoluble en agua              |
| Olor:                        | Moderado a gasolina | Presión de vapor:                     | 40.0 mmHg a 20.0°C             |
| pH 1%                        | No determinado      | Porcentaje de volatilidad:            | 100%                           |
| Densidad:                    | 0.68 g/cc           | Límites de flamabilidad o explosión   | Superior: 7%<br>Inferior: 1.1% |
| Temperatura de fusión:       | -91 °C              | Coeficiente de reparto n-octanol/agua | No determinado                 |
| Temperatura de ebullición:   | 98 °C               | Temperatura de ignición espontánea    | No determinado                 |
| Temperatura de inflamación:  | -4 °C-copa cerrada  | Temperatura de descomposición         | No determinado                 |
| Temperatura de autoignición: | 204°C               | Viscosidad:                           | No determinado                 |

## SECCIÓN X.

### ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

|                                        |                                                                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTABILIDAD                            | Estable en condiciones normales de almacenamiento. El calor contribuye a su inestabilidad. |
| TEMPERATURA DE INESTABILIDAD           | No determinado.                                                                            |
| INCOMPATIBILIDAD                       | Agentes oxidantes fuertes                                                                  |
| PRODUCTOS PELIGROSOS DE DESCOMPOSICIÓN | Cuando se quema puede producir óxidos de carbono.                                          |
| POLIMERIZACIÓN EXPONTÁNEA              | No ocurre.                                                                                 |
| CONDICIONES A EVITAR                   | Materiales incompatibles, fuentes de ignición.                                             |



# HOJA DE SEGURIDAD

|                        |                           |         |              |        |
|------------------------|---------------------------|---------|--------------|--------|
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN | FECHA DE PROXIMA REVISIÓN | VERSIÓN | SUSTITUYE A: | PÁGINA |
| ENERO/2022             | ENERO/2025                | 2.1     | VERSIÓN 02   | 5 de 6 |

## SECCIÓN XI. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

|                              |                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RUTAS DE ENTRADA             | Inhalación                                                                                                                                                      |
| EFFECTOS TOXICOLOGICOS       | CL50 Inhalación - Rata -103 gm/m3/4H                                                                                                                            |
| TERATOGENICIDAD              | Dato no disponible                                                                                                                                              |
| MUTAGENICIDAD                | Dato no disponible                                                                                                                                              |
| CARCINOGENICIDAD             | No se considera como carcinógeno.                                                                                                                               |
| EFFECTOS CRÓNICOS EN HUMANOS | La exposición prolongada o repetida de la piel provoca pérdida de lípidos y dermatitis., Depresión del sistema nervioso central, narcosis, Lesiones pulmonares. |

## SECCIÓN XII. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

|                               |                                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ECOTOXICIDAD                  | Dato no disponible                                                       |
| PERSISTENCIA Y DEGRADABILIDAD | Dato no disponible                                                       |
| POTENCIAL DE ACUMULACIÓN      | Dato no disponible                                                       |
| MOVILIDAD EN EL SUELO         | Dato no disponible                                                       |
| OTROS EFECTOS ADVERSOS        | Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. |

## SECCIÓN XIII. ELIMINACIÓN DE PRODUCTOS

|                          |                                                                                                                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ELIMINACIÓN DE PRODUCTOS | Deberá consultar con las autoridades locales y solicitar la recolección de un servicio autorizado y registrado. Deberá ser considerado como residuo peligroso. |
| ELIMINACIÓN DE ENVASES   | Deberá darse el mismo trato que para el producto. No deberán usarse destinarse para otro uso.                                                                  |

## SECCIÓN XIV. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

|                      |          |                       |
|----------------------|----------|-----------------------|
| No. ONU: 1206        | CLASE: 3 | GRUPO DE EMBALAJE: II |
| DESIGNACIÓN OFICIAL: | HEPTANOS |                       |

|                                |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PELIGRO PARA EL MEDIO AMBIENTE | Consulte la sección 12.                                                                                                                                         |
| PRECAUCIONES ESPECIALES        | Evite el daño físico del envase. Mantenga verticalmente el contenedor. En caso de derrame no toque el material sin equipo de protección. Consulte la sección 6. |



# HOJA DE SEGURIDAD

|                        |                           |         |              |        |
|------------------------|---------------------------|---------|--------------|--------|
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN | FECHA DE PROXIMA REVISIÓN | VERSIÓN | SUSTITUYE A: | PÁGINA |
| ENERO/2022             | ENERO/2025                | 2.1     | VERSIÓN 02   | 6 de 6 |

## SECCIÓN XV.

## INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

### DISPOSICIONES DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE.

Este producto por su naturaleza química deberá considerarse como RESIDUO PELIGROSO por lo que para su desecho deberá ser a través de una empresa autorizada.

Esta sustancia no está sujeta a regulación en Protocolo de Montreal, Convenio de Estocolmo o Convenio de Rotterdam.

## SECCIÓN XVI.

## OTRAS INFORMACIONES

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ABREVIATURAS | <p><b>No. ONU:</b> No. Asignado por la Organización de Naciones Unidas.<br/><b>CAS:</b> No. Asignado por Chemical Abstracts Service.<br/><b>No. EC:</b> No. Asignado por European Community<br/><b>TLV:</b> Valor límite de umbral<br/><b>ACIGIH:</b> American Conference of Governmental Industrial Hygienists<br/><b>OSHA:</b> Administración de seguridad y salud ocupacional (siglas en inglés)<br/><b>PEL:</b> Límite de exposición permisible<br/><b>TWA:</b> Límite máximo permisible de exposición ponderada en el tiempo (LMPE-PPT)<br/><b>SCT:</b> Secretaría de Comunicaciones y Transportes.<br/><b>STPS:</b> Secretaría de Trabajo y Previsión Social<br/><b>LMPE-CT:</b> Límite máximo permisible de exposición de corto tiempo. (STEL).<br/><b>LMPE-P:</b> Límite máximo permisible de exposición pico.<br/><b>IPVS:</b> Inmediatamente peligroso para la vida y la salud (LDHL).<br/><b>DL50:</b> Dosis letal media.<br/><b>CL50:</b> Concentración letal media<br/><b>PPM:</b> partes por millón.<br/><b>BCF:</b> Factor de bioconcentración estimado</p> |
| REFERENCIA:  | <p><b>INDEX MERCK ; Eleven Edition</b><br/><b>MANUAL DEL INGENIERO QUÍMICO; Cuarta Edición John H. Perry</b><br/><b>NOM-018-STPS-2015</b><br/><b>NOM-002-SCT-2011</b><br/><b>NOM-010-STPS-2014</b><br/><b>GUIA NORTEAMERICANA DE RESPUESTA EN CASO DE EMERGENCIA.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**NOTA IMPORTANTE:** La información aquí presentada es la más general y deberá utilizarse únicamente como orientación. La información contenida está referida a documentación técnica y normativa aplicable a las precauciones de seguridad de este producto, lo cual no representa ninguna garantía del comportamiento del mismo por lo que no se acepta ninguna responsabilidad por pérdida o daño ocurrido debido a esta información.

**Fecha de elaboración: Febrero/2017**