



# HOJA DE SEGURIDAD

|                  |                           |         |              |        |
|------------------|---------------------------|---------|--------------|--------|
| FECHA DE EMISIÓN | FECHA DE PROXIMA REVISIÓN | VERSIÓN | SUSTITUYE A: | PÁGINA |
| ENERO/2022       | ENERO/2022                | 2.1     | VERSIÓN 02   | 1 de 5 |

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>SECCION I.</b> | <b>IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑÍA.</b> |
|-------------------|---|

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <b>BUFFER DE REFERENCIA pH 7.20</b> | <b>HDS-50125</b> |
|-------------------------------------|------------------|

|                               |   |   |  |
|-------------------------------|---|---|--|
| <b>DATOS GENERALES</b>        | Solución de fosfato de sodio y potasio ajustada a pH 7.20 +/- 0.02.   |   |  |
| <b>USO RECOMENDABLE</b>       | Reactivo en laboratorio analítico. Solución de referencia.  |   |  |
| <b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>    | <b>MATERIALES Y ABASTOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.</b>  |   |  |
|                               | Av. Atemajac No. 1360<br>Col. Colinas de Atemajac C.P. 45170<br>Zapopan, Jalisco<br>Tel. (33) 3672 7253<br>(33) 3660 6758 | Cuenca No. 63<br>Col. Álamos C.P. 03400<br>Ciudad de México.<br>Tel. (55) 5590 7254<br>(55) 5590 7340 |  |
| <b>TELEFONO DE EMERGENCIA</b> | <b>SETIQ 01-800-00-214-00</b>   |   |  |

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| <b>SECCIÓN II.</b> | <b>IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO</b> |
|--------------------|----------------------------------|

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>CLASIFICACIÓN DE PELIGRO</b>   | No se considera una sustancia peligrosa. |
| <b>SIMBOLOS DE PELIGRO</b>        | NINGUNO                                  |
| <b>PALABRA DE ADVERTENCIA</b>     | No se considera una sustancia peligrosa  |
| <b>INDICACIONES DE PELIGRO</b>    | No se considera una sustancia peligrosa  |
| <b>INDICACIONES DE PRECAUCIÓN</b> | No se considera una sustancia peligrosa  |

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>SECCIÓN III.</b> | <b>COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES</b> |
|---------------------|---|

| COMPONENTE   | No. CAS | No. EC | CONCENTRACIÓN |
|--|---------|--------|---------------|
| De acuerdo a la NOM-018-STPS-2015 no aplica esta información ya que solo deberá incluirse los componentes de la mezcla que tengan una concentración igual o mayor a los valores límites de composición para cada clase de peligro conforme a los que se indican en la Norma. |         |        |               |

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| <b>SECCIÓN IV.</b> | <b>PRIMEROS AUXILIOS</b> |
|--------------------|--------------------------|

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>CONTACTO CON OJOS:</b> | Lave inmediatamente con agua abundante durante 15 minutos por lo menos. De ser posible retire los lentes de contacto. Solicite atención médica si la persona se encuentra mal. |
| <b>CONTACTO CON PIEL:</b> | Lave con agua abundante y jabón suave y solicite atención médica si la persona se encuentra mal.   |

**HDS-50125**





# HOJA DE SEGURIDAD

|                  |                           |         |              |        |
|------------------|---------------------------|---------|--------------|--------|
| FECHA DE EMISIÓN | FECHA DE PROXIMA REVISIÓN | VERSIÓN | SUSTITUYE A: | PÁGINA |
| ENERO/2022       | ENERO/2022                | 2.1     | VERSIÓN 02   | 2 de 5 |

|  |  |
|--|--|
| <b>INGESTIÓN:</b>  | NO INDUZCA EL VÓMITO. Si está consciente, puede enjuagar la boca. NO de dar a beber nada si la persona esta inconsciente. Solicite atención médica de inmediato.   |
| <b>INHALACIÓN:</b>   | Coloque a la víctima en un área ventilada. Si respira con dificultad, remueva objetos como corbatas, collares, cinturones, etc. Solicite atención médica de inmediato, si ha dejado de respirar, aplique respiración artificial. |
| <b>SÍNTOMAS Y EFECTOS MÁS IMPORTANTES, AGUDOS O CRÓNICOS:</b>    | Irritación en ojos y piel. La sustancia presenta baja toxicidad si se ingiere, puede causar malestar gastrointestinal.   |
| <b>INDICACIONES DE ATENCIÓN MÉDICA Y/O TRATAMIENTO ESPECIAL.</b> | Datos no disponibles.  |

## SECCIÓN V.

## MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

|   |   |
|---|---|
| <b>MEDIOS DE EXTINCIÓN</b>                          | Usar cualquier medio de extinción adecuado para combate de incendio alrededor.  |
| <b>PELIGROS ESPECÍFICOS EN COMBATE DE INCENDIOS</b> | Cuando se involucra en un incendio hay formación de gases de combustión o vapores peligrosos. El fuego puede provocar emanaciones de: óxidos de fósforo, potasio y sodio.   |
| <b>MEDIDAS PARA COMBATE DE INCENDIOS</b>            | Use equipo de aire autónomo y de presión positiva. Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo. Combata el incendio desde una distancia máxima. Enfríe los contenedores hasta mucho tiempo después de apagado el incendio. |

## SECCIÓN VI.

## MEDIDAS EN CASO DE FUGA O DERRAME

|   |   |
|---|---|
| <b>PRECAUCIONES PERSONALES Y EQUIPO DE PROTECCIÓN</b> | Use equipo de protección personal. Ventile el área donde ocurrió el derrame. Evite la entrada a personal no autorizado o sin protección.  |
| <b>PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA</b>                    | Evite el contacto con el producto. Prevenga la entrada a alcantarillas. Recoger con material absorbente e inerte y colóquelo en contenedores.                                   |
| <b>PRECAUCIÓN RELATIVAS AL MEDIO AMBIENTE</b>         | Prevenga la entrada a alcantarillas, aguas superficiales y/o subterráneas.  |
| <b>MÉTODO DE AISLAMIENTO Y LIMPIEZA</b>               | Recoja el material y transféralo a contenedores de plástico. Una vez recogido todo el material, limpie el área. Consigne los residuos conforme a la legislación de su localidad |



# HOJA DE SEGURIDAD

|                  |                           |         |              |        |
|------------------|---------------------------|---------|--------------|--------|
| FECHA DE EMISIÓN | FECHA DE PROXIMA REVISIÓN | VERSIÓN | SUSTITUYE A: | PÁGINA |
| ENERO/2022       | ENERO/2022                | 2.1     | VERSIÓN 02   | 3 de 5 |

## SECCIÓN VII.

### MEDIDAS DE MANEJO Y ALMACENAMIENTO

|   |   |
|---|---|
| <b>PRECAUCIONES PARA SU MANEJO</b>                  | Use siempre equipo de protección. Use en áreas bien ventiladas. Evite el contacto con la piel y ojos.   |
| <b>CONDICIONES ADECUADAS PARA SU ALMACENAMIENTO</b> | Almacene en lugares frescos, secos, bien ventilados. Protéjase de daño físico. Los envases vacíos contienen residuos de material, no los destine para otro uso. |

## SECCIÓN VIII.

### CONTROLES DE EXPOSICIÓN/ PROTECCIÓN PERSONAL

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>CONTROLES DE EXPOSICIÓN</b> | No contiene sustancias con valores límites de exposición de riesgo para la salud. |
| <b>EQUIPO DE PROTECCIÓN</b>    | Guantes de Caucho de nitrilo. Lentes o googles. Ropa de protección.               |

## SECCIÓN IX.

### PROPIEDADES FISICO-QUÍMICAS

|                              |                    |  |                 |
|------------------------------|--------------------|--|-----------------|
| Estado físico:               | Líquido            | Densidad de vapor:                     | 0.62 (Aire=1)   |
| Color:                       | Incoloro           | Solubilidad:                           | Soluble en agua |
| Olor:                        | Dato no disponible | Presión de vapor:                      | 17.535 mm Hg    |
| pH                           | 7.20               | Porcentaje de volatilidad:             | No determinado  |
| Densidad:                    | ≥1.00              | Límites de flamabilidad o explosión    | No determinado  |
| Temperatura de fusión:       | Dato no disponible | Coefficiente de reparto n-octanol/agua | No determinado  |
| Temperatura de ebullición:   | 100°C              | Temperatura de ignición espontánea     | No determinado  |
| Temperatura de inflamación:  | Dato no disponible | Temperatura de descomposición          | No determinado  |
| Temperatura de autoignición: | No determinado     | Viscosidad:                            | No determinado  |

## SECCIÓN X.

### ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| <b>ESTABILIDAD</b>                  | Estable en condiciones normales |
| <b>TEMPERATURA DE INESTABILIDAD</b> | No determinado.                 |
| <b>INCOMPATIBILIDAD</b>             | Dato no disponible              |



# HOJA DE SEGURIDAD

|                  |                           |         |              |        |
|------------------|---------------------------|---------|--------------|--------|
| FECHA DE EMISIÓN | FECHA DE PROXIMA REVISIÓN | VERSIÓN | SUSTITUYE A: | PÁGINA |
| ENERO/2022       | ENERO/2022                | 2.1     | VERSIÓN 02   | 4 de 5 |

|   |  |
|---|--|
| <b>PRODUCTOS PELIGROSOS DE DESCOMPOSICIÓN</b> | Cuando se quema puede producir óxidos de fósforo, sodio y potasio. |
| <b>POLIMERIZACIÓN EXPONTÁNEA</b>              | No ocurre.   |
| <b>CONDICIONES A EVITAR</b>                   | Dato no disponible   |

## SECCIÓN XI. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>RUTAS DE ENTRADA</b>             | Dato no disponible  |
| <b>EFFECTOS TOXICOLOGICOS</b>       | Dato no disponible  |
| <b>TERATOGENICIDAD</b>              | Dato no disponible  |
| <b>MUTAGENICIDAD</b>                | Dato no disponible  |
| <b>CARCINOGENICIDAD</b>             | Ninguno de los componentes de esta mezcla está identificado como cancerígeno. |
| <b>EFFECTOS CRÓNICOS EN HUMANOS</b> | No determinado.   |

## SECCIÓN XII. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| <b>ECOTOXICIDAD</b>                  | Dato no disponible |
| <b>PERSISTENCIA Y DEGRADABILIDAD</b> | Dato no disponible |
| <b>POTENCIAL DE ACUMULACIÓN</b>      | Dato no disponible |
| <b>MOVILIDAD EN EL SUELO</b>         | Dato no disponible |
| <b>OTROS EFFECTOS ADVERSOS</b>       | Dato no disponible |

## SECCIÓN XIII. ELIMINACIÓN DE PRODUCTOS

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>ELIMINACIÓN DE PRODUCTOS</b> | Dato no disponible.   |
| <b>ELIMINACIÓN DE ENVASES</b>   | Deberá darse el mismo trato que para el producto. No deberán usarse destinarse para otro uso. |

## SECCIÓN XIV. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

|                      |                    |                                |
|----------------------|--------------------|--------------------------------|
| No. ONU: No regulado | CLASE: No regulado | GRUPO DE EMBALAJE: No regulado |
|----------------------|--------------------|--------------------------------|



# HOJA DE SEGURIDAD

|                  |                           |         |              |        |
|------------------|---------------------------|---------|--------------|--------|
| FECHA DE EMISIÓN | FECHA DE PROXIMA REVISIÓN | VERSIÓN | SUSTITUYE A: | PÁGINA |
| ENERO/2022       | ENERO/2022                | 2.1     | VERSIÓN 02   | 5 de 5 |

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| DESIGNACIÓN OFICIAL: | No regulado |
|----------------------|-------------|

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| PELIGRO PARA EL MEDIO AMBIENTE | Consulte la sección 12.   |
| PRECAUCIONES ESPECIALES        | Evite el daño físico del envase. Mantenga verticalmente el contenedor. En caso de derrame no toque el material sin equipo de protección. Consulte la sección 6. |

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| <b>SECCIÓN XV.</b> | <b>INFORMACIÓN REGLAMENTARIA</b> |
|--------------------|----------------------------------|

### DISPOSICIONES DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE.

Este producto por su naturaleza química deberá considerarse como RESIDUO PELIGROSO por lo que para su desecho deberá ser a través de una empresa autorizada.

Esta sustancia no está sujeta a regulación en Protocolo de Montreal, Convenio de Estocolmo o Convenio de Rotterdam.

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| <b>SECCIÓN XVI.</b> | <b>OTRAS INFORMACIONES</b> |
|---------------------|----------------------------|

|              |   |
|--------------|---|
| ABREVIATURAS | <p><b>No. ONU:</b> No. Asignado por la Organización de Naciones Unidas.<br/><b>CAS:</b> No. Asignado por Chemical Abstracts Service.<br/><b>No. EC:</b> No. Asignado por European Community<br/><b>TLV:</b> Valor límite de umbral<br/><b>ACGIH:</b> American Conference of Governmental Industrial Hygienists<br/><b>OSHA:</b> Administración de seguridad y salud ocupacional (siglas en inglés)<br/><b>PEL:</b> Límite de exposición permisible<br/><b>TWA:</b> Límite máximo permisible de exposición ponderada en el tiempo (LMPE-PPT)<br/><b>SCT:</b> Secretaría de Comunicaciones y Transportes.<br/><b>STPS:</b> Secretaría de Trabajo y Previsión Social<br/><b>LMPE-CT:</b> Límite máximo permisible de exposición de corto tiempo. (STEL).<br/><b>LMPE-P:</b> Límite máximo permisible de exposición pico.<br/><b>IPVS:</b> Inmediatamente peligroso para la vida y la salud (LDHL).<br/><b>DL50:</b> Dosis letal media.<br/><b>CL50:</b> Concentración letal media<br/><b>PPM:</b> partes por millón.<br/><b>BCF:</b> Factor de bioconcentración estimado</p> |
| REFERENCIA:  | <p><b>INDEX MERCK ; Eleven Edition</b><br/><b>MANUAL DEL INGENIERO QUÍMICO; Cuarta Edición John H. Perry</b><br/><b>NOM-018-STPS-2015</b><br/><b>NOM-002-SCT-2011</b><br/><b>NOM-010-STPS-2014</b><br/><b>GUIA NORTEAMERICANA DE RESPUESTA EN CASO DE EMERGENCIA.</b></p>   |

**NOTA IMPORTANTE:** La información aquí presentada es la más general y deberá utilizarse únicamente como orientación. La información contenida está referida a documentación técnica y normativa aplicable a las precauciones de seguridad de este producto, lo cual no representa ninguna garantía del comportamiento del mismo por lo que no se acepta ninguna responsabilidad por pérdida o daño ocurrido debido a esta información.

**Fecha de elaboración: Agosto/2017**