

**1. DATOS DE LA EMPRESA**

Av. Atemajac No. 1360 Col. Colinas de Atemajac C.P. 45170 Zapopan, Jal. Tel. (33) 36-72-72-53 (33) 36-60-67-58

Cuenca No. 63 Col. Alamos C.P. 03400 México, D.F. Tel. (55) 55-90-72-64 (55) 55-90-73-40

**2. COMPOSICION DE INGREDIENTES PELIGROSOS**

NOMBRE	% EN PESO	No. CAS
SOL. FIJADOR	N.A.	N.A.
SOL. EOSINA	N.A.	N.A.
SOL. AZUL DE METILENO	N.A.	N.A.

**8. CONTROL DE EXPOSICION**

LIMITES DE EXPOSICIÓN

No determinado

**9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS.**

ESTADO FISICO: Líquido

OLOR: No determinado.

PH (1% EN AGUA): Neutro

PUNTO DE EBULLICIÓN: 100°C

PUNTO DE FUSION: N/A

GRAVEDAD ESPECIFICA: 1

PRESION VAPOR: 17.535 mm Hg

DENSIDAD DE VAPOR: 0.62

SOLUBILIDAD: Soluble en agua.

**10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD**

ESTABILIDAD: Estable

TEMPERATURA DE INESTABILIDAD: N/A

CONDICIONES: No determinado.

INCOMPATIBILIDAD: No determinado.

**11. INFORMACION ECOLOGICA**

ECOTOXICIDAD: N/A

PRODUCTOS DE BIODEGRADACION: CO, CO2, NO, NO2, SO2,

**SOLICITE ATENCION MEDICA DE INMEDIATO**

**5. RIESGO DE FUEGO Y EXPLOSION**

FLAMABILIDAD	No flamable
AUTO-IGNICIÓN	No determinado
PUNTO FLASH	No determinado
LIMITES DE FLAMABILIDAD:	No determinado
PRODUCTOS DE COMBUSTION:	CO, CO2, NO, NO2, SO2 Y SO3
MEDIO DE EXTINCION:	CO2, ESPUMA

**12. N.F.P.A.**



**6. MANEJO DE DERRAMES**

**MENOR:** Diluya con agua y recoja con un material absorbente e inerte, coloque en un contenedor adecuado.

**MAYOR:** Con precaución, recoja con tierra seca u otro material no combustible, use equipo de protección. No agregue agua. Coloque en un recipiente adecuado.

**13. EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL**



**14. OBSERVACIONES**

A) En caso de derrame no tire el material a la alcantarilla, aguas superficiales o suelos.

B) Consulte con las autoridades de su localidad el manejo y disposición de desperdicios.

C) La información aquí presentada es la mas general para afrontar una emergencia, por lo que no se garantiza su exactitud y NO se acepta ninguna responsabilidad por pérdida o daño - ocurridos debido a esta información.

**7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO.**

MANEJO: No se use en forma de vapor o spray. Evite el contacto con piel y ojos.

ALMACENAMIENTO: Almacene en lugares frescos y secos.