



FOSFALAC M.R. Equipo

HDS:82500

1. DATOS DE LA EMPRESA

Av. Atemajac No. 1360 Col. Colinas de Atemajac C.P. 45170 Zapopan, Jal. Tel. (33) 36-72-72-53 (33) 36-60-67-58

Cuenca No. 63 Col. Alamos C.P. 03400 México, D.F. Tel. (55) 55-90-72-64 (55) 55-90-73-40

2. COMPOSICION DE INGREDIENTES PELIGROSOS

NOMBRE	% EN PESO	No. CAS
FENILFOSFATO DE SODIO	N.A.	N.A.
DESARROLLADOR DE COLOR	N.A.	N.A.

8. CONTROL DE EXPOSICION

LIMITES DE EXPOSICIÓN

No determinado

3. IDENTIFICACION DE RIESGO

EFECTOS A LA SALUD

PIEL	Irritante.
OJOS	Irritante.
INGESTION	Muy peligroso
INHALACION	Muy peligroso

ESTADO FISICO: Sólido.

OLOR: No determinado.

PH (1% EN AGUA): Neutro

PUNTO DE EBULLICIÓN: No determinado

PUNTO DE FUSION: N/A

GRAVEDAD ESPECIFICA: No determinado

PRESION VAPOR: No determinado

DENSIDAD DE VAPOR: no determinado

SOLUBILIDAD: Soluble en agua.

EFECTOS A LA SALUD CRONICOS

CANCERIGENOS: No determinado

MUTAGENICOS: No determinado.

TERATOGENICOS: No determinado.

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

ESTABILIDAD: Estable

4. PRIMEROS AUXILIOS

OJOS	Lave con agua durante 15 minutos.
PIEL	Lave con agua y jabón la parte afectada.
INHALACION	Coloque a la víctima en una área ventilada.
INGESTION	Induzca el vómito

TEMPERATURA DE INESTABILIDAD: N/A

CONDICIONES: Altas temperaturas.

INCOMPATIBILIDAD: N.D.

SOLICITE ATENCION MEDICA DE INMEDIATO

11. INFORMACION ECOLOGICA

ECOTOXICIDAD: N/A

PRODUCTOS DE BIODEGRADACION: CO, CO2.

5. RIESGO DE FUEGO Y EXPLOSION

FLAMABILIDAD	Combustible
AUTO-IGNICIÓN	No determinado
PUNTO FLASH	No determinado
LIMITES DE FLAMABILIDAD:	N.D
PRODUCTOS DE COMBUSTION:	CO, CO2.
MEDIO DE EXTINCION:	PQS, CO2, ESPUMA, NIEBLA.

12. N.F.P.A.



6. MANEJO DE DERRAMES

MENOR: Recoja en seco con herramientas adecuadas coloque en un contenedor adecuado.

MAYOR: Material combustible y venenoso. Evite fuentes de ignición. Con precaución, recoja con tierra seca u otro material no combustible, use equipo de protección. No agregue agua. Coloque en un recipiente adecuado.

13. EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

Bata
Cubrebocas

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO.

MANEJO: Mantengalo alejados de fuentes de ignición. No se ingiera. Evite inhalar el polvo. Evite el contacto con la piel.

ALMACENAMIENTO: Almacene en lugares frescos y secos. Lejanos a fuentes de calor, chipas o fuego.

14. OBSERVACIONES

- A) En caso de derrame no tire el material a la alcantarilla, aguas superficiales o suelos.
- B) Consulte con las autoridades de su localidad el manejo y disposición de desperdicios.
- C) La información aquí presentada es la mas general para afrontar una emergencia, por lo que no se garantiza su exactitud y NO se acepta ninguna responsabilidad por pérdida o daño - ocurridos debido a esta información.